



## FICHA TECNICA

<b>MASCARILLA TELA NO TEJIDA, DOBLE CAPA LAVABLE</b>

Máscara facial de sujeción a la oreja en empaque individual;
utilizada en el área Hospitalaria, Laboratorios Clínicos, industrias, profesionales de la belleza y de uso general obligatorio durante la emergencia sanitaria declarada en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 para impedir el paso de micropartículas de agentes del organismo hacia el exterior y viceversa. Uso personal y lavable.
<b>FABRICANTE</b>
M.A.S EMPRESARIAL SM SAS

<b>COMPONENTES Y MATERIALES</b>
Fabricadas 100% en tela no tejida (Politex), resistente.
<b>A. COMPONENTES.</b>
1- Capa exterior en Tela no Tejida antilíquido Reutilizable (100%polipropileno) 50/60Grm
2- Capa intermedia filtro antibacteriana – antilíquido 25 a 30 Grm 30% viscos c + 70% poliéster
3- Capa interior en Tela no Tejida antilíquido / Reutilizable (100 %polipropileno) 50 Grm
4- Ajuste nasal 3 mm * 10.5 largo
Elástico o Resorte blanco de 20mm de largo * 3 a 5 mm de ancho.
<b>B. COLORES:</b>
Presentación en colores azul, blanco y negro
<b>C. DISEÑO:</b>
De dos capas de alta eficiencia bacteriana.
Diseño de 3 pliegues, Máscaras doble tela, elásticos de sujeción a la oreja, ajuste nasal, suficientemente resistentes.
<b>D. EMPAQUE:</b>
✓Empaque individual en bolsa elaborada en polipropileno de 11*25 cms.
✓Caja por 100 Unidades de empaques Individuales.
✓Etiqueta con el nombre del producto, lote de fabricación, tamaño, cantidad.

**NO TEJIDO: 30% VISCOS C + 70% POL ACABADO CON ANTIMICROBIAL**



## FICHA TECNICA

### INSTRUCCIONES DE USO

- ✓Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitarlo.
- ✓El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir que cubra completamente de la boca a la nariz.
- Colocar los resortes detrás de las orejas.
- ✓Previene acumulaciones de fluidos.

### Instrucciones de lavado

- ✓El número de lavadas depende del gramaje de la tela, hasta 5 lavadas.

### CUALIDADES DEL PRODUCTO

- Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales
- Comodidad para uso prolongado
- Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicadura de fluidos o sangre.
- Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo de peso.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

### VIDA UTIL

Se pueden reutilizar hasta en 5 ocasiones, incluso algunos días más.

El producto debidamente almacenado tiene una fecha de vencimiento de 2 años.